

PRODUCT INFORMATION



MJ - 1000



| MJ-1000특징 |

인체공학적 설계로 편하고 효과적인 좌욕

4분 가량 좌욕 시 엉덩이가 닿는 면이 넓어야 편안하게 좌욕할 수 있으며 좌욕에서 가장 중요한 공기방울 마사지는 엉덩이가 물에 온전히 잠겨있어야 좌욕 효과를 볼 수 있다. MJ-1000은 앉는 부위가 넓게 디자인되어 편안하면서도 엉덩이가 물에 온전히 잠기도록 디자인 되어 효과적인 좌욕이 가능하다. (특허청 디자인등록제0501146호)

140Kg의 하중도 견디는 튼튼한 설계

몸무게가 많이 나가는 사용자의 하중을 골고루 분산시켜 제품 사용 중 파손의 위험 없이 안심하고 사용할 수 있다.

물을 많이 붓고 앉아도 넘치지 않도록

좌욕조에 물을 붓고 앉으면 물의 부피가 늘어나지만 MJ-1000은 앞 뒤쪽의 물 빠짐 홈이 있어 외부로 물이 넘쳐 옷이 젖거나 하지 않도록 되어있다.

누구나 쉽고 간편하게 사용

좌욕조에 온수만 붓고 기포발생기의 스위치만 ON 시키면 앉아서 바로 좌욕이 가능하다.

강력한 공기방울로 이물질을 효과적으로 제거

병원용 좌욕기와 같은 기포발생기를 사용하여 공기방울 마사지효과가 떨어지지 않기 때문에 집에서도 병원에서 좌욕 한 것과 같은 효과를 볼 수 있다.

역류방지 장치로 보다 더 안전하게

좌욕 중 또는 좌욕 후 기포발생 호스를 통해 물이 역류할 가능성까지 대비하여 역류방지장치를 부착, 사용자가 안심하고 안전하게 사용할 수 있다.

기포발생기 전용 백으로 안전하게

아무데나 올려놓고 사용하면 기포발생기는 바닥에 떨어지거나 물에 빠뜨릴 위험이 항상있다. MJ-1000 기포발생기는 전용비닐 백에 넣어 문 손잡이 등에 걸어서 사용하므로 파손 및 침수의 염려가 전혀 없다.

미끄럼 방지 효과

MJ-1000은 변기 위에 올려놓고 사용시 미끄럼방지를 위해 쿠션이 부착되어 있어 앉을 때 편안함도 더해준다.

물 붓는 선 표시

좌욕조에 물 붓는 선을 표시 체형에 따라 물량을 적절하게 사용 하므로 효과적인 좌욕을 유도한다.



PRODUCT SPECIFICATION

| MJ-2000/3000 |

사양 (Specifications)

1. 급 수 방 식 : 수도전에 접속
2. 좌 욕 방 식 : 자외선 살균 정수된
온수 및 기포(Bubble) / 적외선 좌욕
3. 온 수 탱 크 : 저탕식 1.3L
4. 온수 사용량 : 1.2L
5. 온 수 온 도 : 38℃ ~ 43℃ (조정가능)
6. 사 용 전 원 : AC220V, 60Hz, 1.7/1.8kW
7. 중 량 : 25/26kg

MJ-3000 기능

8. 적외선 좌욕 : 150W (80, 100, 150W 3 Step)
9. 자외선 살균 : UV-C (253.7nm), 4W

구성 (Consists of)

1. 본 체 : 220V, 60Hz
2. 교 환 욕 조 : 6 매
3. 급 수 호 스 : 2 M
4. 배 수 호 스 : 1.5 M

설치조건 (Installation)

1. 전 원 : 220V, 60Hz
2. 소 비 전 력 : 2kW
3. 수 도 파이프 : 15mm
4. 배수구 홀 크기 : 50Ø (호스 크기 : 35Ø)
5. 좌욕실 크기 : (W)1.0M x (L)1.5 (min.)



| MJ-1000 |

사양 (Specifications)

1. 급 수 방 식 : 온수 직접 공급 방식
2. 좌 욕 방 식 : 온수 및 기포(Bubble)
3. 공 기 압 력 : 210mmHg
4. 온 수 온 도 : 42℃ 이내 온수사용(권장)
5. 욕조저장용량 : 최대 2L
6. 사 용 전 원 : 220V, 60Hz, 10VA
7. 중 량 : 1.3kg

구성 (Consists of)

1. 본 체 : 1 대
2. 기 포 발 생 기 : 1 개
3. 역류 방 지 기 : 1 개
4. 투명에어호스 : 1.5 M
5. 안전비닐백 : 1 개
6. 사용설명서 : 1 개



| 설치도면 |

